


Druckinfusionsmanschetten






**Die alternativen GOLMED-Artikel stehen für Qualität
zu einem fairen Preis.**

Druckinfusionsmanschetten

Komplette Druckinfusionsmanschetten, wiederverwendbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stück	Abbildung
G-DM500	Druckinfusionsmanschette, wiederverwendbar, 500 ml, komplett mit Manometer und Ablassventil, Länge 37,5 cm, Breite 15,5 cm <i>Alle Einzelteile sind separat austauschbar!</i>		
G-DM1000	Druckinfusionsmanschette, wiederverwendbar, 1.000 ml, komplett mit Manometer und Ablassventil, Länge 37,5 cm, Breite 15,5 cm, mit größerem Fassungsvermögen <i>Alle Einzelteile sind separat austauschbar!</i>		

Ersatzteile für wiederverwendbare Druckinfusionsmanschetten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stück	Abbildung
G-DM-GB	Gebälseball		
G-DM-MM	Manometer		
G-DM-AV	Ablassventil aus Metall		
G-DM-BE500	Bezug, 500 ml-Version		
G-DM-BE1000	Bezug, 1.000 ml-Version		
G-DM-BL500	Gummiblase, 500 / 1000 ml-Version, Länge 25 cm, Breite 12,50 cm		
G-DM-PL500	Stabilisierungsplatte aus Kunststoff zum Einschub in Druckinfusionsmanschetten für 500 ml Druckinfusionsmanschette		
G-DM-PL1000	Stabilisierungsplatte aus Kunststoff zum Einschub in Druckinfusionsmanschetten für 1000 ml Druckinfusionsmanschette		