


Diagnose-EKG-Zubehör



Die alternativen GOLMED-Artikel stehen für Qualität zu einem fairen Preis.

Inhaltsverzeichnis Diagnose-EKG-Kabel

10-adrige EKG-Kabel

mit fest vergossenen Einzelleitungen (<i>nicht austauschbar</i>)	08.03
Stammkabel und Einzelleitungen (<i>Original GE</i>)	08.04
Cross-Referenz-Übersicht	08.04

(Hier sind unsere Steckernummern nach Hersteller / Modell alphabetisch aufgelistet.)

Röntgentransluzente Leitungen	08.08
-------------------------------------	-------

Zubehör für Sauganlagen

GE / Hellige Elektroden-Applikationssystem KISS	08.09
Ohlenschläger Cardio-Vac	08.09
Strässle EKG-Vakuumanlage	08.11

Platten- und Klammerelektroden	08.11
--------------------------------------	-------

Adapter	08.12
---------------	-------

Gummigurte	08.12
------------------	-------

Saugelektroden	08.12
----------------------	-------



Fest vergossene Einzelleitungen (nicht austauschbar)

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
G100/10	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 4,7 kΩ Widerstand • Deferschutz • Stecker 100 		
G100/12	<ul style="list-style-type: none"> • Klammeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 4,7 kΩ Widerstand • Deferschutz • Stecker 100 		
G200/10	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 4,7 kΩ Widerstand • Deferschutz • Stecker 200 		
G300/10	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 10,0 kΩ Widerstand • Deferschutz • Stecker 300 		
G300/12	<ul style="list-style-type: none"> • Klammeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 10,0 kΩ Widerstand • Deferschutz • Stecker 300 		
G400/10	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 4,7 kΩ Widerstand • Deferschutz • Stecker 400 		
G400.2/10	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • Stecker 400.2 		
G500/10	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 20,0 kΩ Widerstand • Stecker 500 		

10-adrige EKG-Kabel

Fest vergossene Einzelleitungen (nicht austauschbar)



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
G600/10	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 200 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • 50,0 kΩ Widerstand • Stecker 600 		
G700/10	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm-Bananensteckeranschluss • Stammkabellänge: 220 cm • Leitungslänge: 70 cm Brustwand, 110 cm Extremitäten • Stecker 700 		

Stammkabel und Einzelleitungen (Original GE)

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
GW600-0	<ul style="list-style-type: none"> • Original GE #22341808 • Multi-Link-Stecksystem • Stammkabellänge: 200 cm • 10,0 kΩ Widerstand • Stecker 600 		


4 mm-Bananenstecker

	Ersatzleitung zur Extremitätenableitung zum GE Multi-Link-Stecksystem, Armabltg. 90 cm / Beinabltg. 102 cm lang, ohne Widerstand		
GW10-R	Ableitung für den rechten Arm, Original GE #2020559-001		
GW10-L	Ableitung für den linken Arm, Original GE #2020559-002		
GW10-F	Ableitung für das linke Bein, Original GE #2020559-003		
GW10-N	Ableitung für das rechte Bein, Original GE #2020559-004		

	Ersatzleitung zur Brustwandableitung zum GE Multi-Link-Stecksystem, 66 cm lang, ohne Widerstand		
GW10-C1	C1-Ableitung, Original GE #2020559-005		
GW10-C2	C2-Ableitung, Original GE #2020559-006		
GW10-C3	C3-Ableitung, Original GE #2020559-007		
GW10-C4	C4-Ableitung, Original GE #2020559-008		
GW10-C5	C5-Ableitung, Original GE #2020559-009		
GW10-C6	C6-Ableitung, Original GE #2020559-010		

GW10	10-adriger Satz Ersatzleitungen (4 x Extremitäten 130 cm lang, 6 x Brustwand 70 cm lang) zum GE Multi-Link-Stecksystem, ohne Widerstand, Original GE / Hellige #38401816		
------	---	--	---

Klammer

H018	10-adriger Satz Ersatzleitungen (4 x Extremitäten 130 cm lang, 6 x Brustwand 70 cm lang) zum GE Multi-Link-Stecksystem, ohne Widerstand, Original GE / Hellige #38401808		
------	---	--	---

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller	Modell	Golmed Stecker
Avionics / delmar (siehe Spacelabs / Reynolds)		
Bosch...	501A	Stecker 400
	501NV	Stecker 400
	503B	Stecker 400
	503D	Stecker 400

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller	Modell	Golmed Stecker
Bosch	503V	Stecker 400
	506	Stecker 400
	506D	Stecker 400
	601	Stecker 400
	603D	Stecker 100
	603ER	Stecker 100
	603S	Stecker 100
	606	Stecker 100
Burdick	E350	Stecker 400
	E550	Stecker 400
	E560	Stecker 400
	EK10	Stecker 400
	ELITE	Stecker 400
	ELITE II	Stecker 400
Cambridge	CM 6000	Stecker 100
	CM 6400	Stecker 100
Cardioline	Delta 1	Stecker 400
	Delta 1+	Stecker 400.2
	Delta 3	Stecker 400
	Delta 3+	Stecker 400.2
	Delta 30+	Stecker 400.2
	Delta 30D	Stecker 400.2
	Delta 60	Stecker 400.2
	Delta 300	Stecker 400
	Delta 360	Stecker 400
	E1	Stecker 400
	E1R	Stecker 400
Cardionics	Alle Modelle	Stecker 400
DEGO	Cardiomed 3	Stecker 100
Elletronica Trentina	Alle Excel-Typen	Stecker 300
	Alle Cardiette-Typen	Stecker 300
ergoline	Autoruler	Stecker 300
	Autoscript 6	Stecker 300
	Autoscript 12	Stecker 300
	Cardiette	Stecker 300
	EK 3003	Stecker 300
	EK 3012	Stecker 300
	Ergoscript	Stecker 300
Esaote Biomedica	EKG P80	Stecker 300
	EKG P120	Stecker 300
Fidelity	LP 3000	Stecker 300
Fukuda Denshi	Alpha 500	Stecker 400
	Alpha 600	Stecker 400
	Autocardiner	Stecker 400
	Cardimax FX-2111	Stecker 200
	Cardimax FX-3010	Stecker 200
	Cardimax FX-4010	Stecker 200
	FCP-2155	Stecker 200
	FCP-2201	Stecker 400
Fukuda M-E	Cardisunny alpha 1000	Stecker 400
	Cardisunny alpha 1100	Stecker 400
	Cardisunny alpha 6000A	Stecker 400
	Cardisunny alpha 6000AX	Stecker 400

10-adrige EKG-Kabel

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller	Modell	Golmed Stecker
GE / Hellige	CardioSmart	Stecker 100
	CardioSoft	Stecker 100
	Corina	Stecker 400
	EK 36	Stecker 100
	EK 41	Stecker 100
	EK 43	Stecker 100
	EK 51	Stecker 400
	EK 53	Stecker 100
	EK 56	Stecker 100
	EK 403	Stecker 100
	EK 413	Stecker 100
	EK 512	Stecker 100
	EK 512E	Stecker 100
	EK 512P	Stecker 100
	MAC 500	Stecker 600
	MAC 1100	Stecker 600
	MAC 1200	Stecker 600
MAC 1200ST	Stecker 600	
MicroSmart	Stecker 600	
Hellige (<i>siehe GE / Hellige</i>)		
Hewlett Packard (<i>siehe Philips / HP</i>)		
Honeywell / Philips	Cardioplan ER330	Stecker 400
	CR 300	Stecker 400
	CR 330	Stecker 400
Hörmann (<i>siehe von Berg</i>)		
Innomed	Heart Mirror (3-Kanal)	Stecker 300
Nihon Kohden	ECG-1150	Stecker 700
	ECG-1250	Stecker 700
	ECG-1350	Stecker 700
	ECG-8240	Stecker 700
	ECG-8270	Stecker 700
	ECG-8330	Stecker 700
	ECG-8350	Stecker 700
	ECG-8370	Stecker 700
	ECG-84XX	Stecker 700
	ECG-882X	Stecker 700
	ECG-9010	Stecker 700
	ECG-9020	Stecker 700
	ECG-9022	Stecker 700
	ECG-9110	Stecker 700
	ECG-9130	Stecker 700
	ECG-9132	Stecker 700
	ECG-9320	Stecker 700
	ECG-9620	Stecker 700
	PEA-1110	Stecker 700
Philips / HP	PageWriter 100 (M1772A)	Stecker 500
	PageWriter 200 (M1771A)	Stecker 500
	PageWriter 300 (M1770A)	Stecker 500
Polymed	Alpha 6600	Stecker 400
	Alpha 8800	Stecker 400
Reynolds (<i>siehe Spacelabs / Reynolds</i>)		
Schiller...	Cardiovit AT-1	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-2	Stecker 300 & Schrauben

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller	Modell	Golmed Stecker
Schiller	Cardiovit AT-2 plus	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-3	Stecker 300
	Cardiovit AT-4	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-5	Stecker 300
	Cardiovit AT-6	Stecker 300
	Cardiovit AT-10	Stecker 300
	Cardiovit AT-10 plus	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-60	Stecker 300
	Cardiovit AT-101	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-101 easy	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-101 Tele	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-102	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-104	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-104 PC	Stecker 300 & Schrauben
	Cardiovit AT-110	Stecker 300
	Cardiovit PT-160	Stecker 300
	Cardiovit CS-6	Stecker 300
	Cardiovit CS-6/12	Stecker 300
	Cardiovit CS-100	Stecker 300
	Cardiovit CS-200	Stecker 300
Schwarzer	Cardos 6	Stecker 100
	Cardos 12	Stecker 300
	Cardos light	Stecker 300
	CU 12	Stecker 300
	VS6	Stecker 400
SECA	3000	Stecker 400
Spacelabs / Reynolds	910 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	920 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	930 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	940 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	942 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	950 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	960 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	970 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	980 (Avionics / delmar)	Stecker 300
	CardioCollect 12	Stecker 300
	CardioDirect 12	Stecker 300
	CardioTrack 12	Stecker 300
	Voyager 12	Stecker 100
	Siemens	Cardiostat 1
Cardiostat 3T		Stecker 100
Cardiostat 31		Stecker 100
Cardiostat 31S		Stecker 200
Cardiostat 703		Stecker 100
Cardiostat 710		Stecker 100
Cardina C		Stecker 100
Cardirex 3T		Stecker 100
Cardirex 4		Stecker 100
Cardirex 6T		Stecker 100
Cardirex 62		Stecker 100
Cathcor		Stecker 100
Megacard Elema A/B		Stecker 100
Megacard Elema R		Stecker 100

Cross-Referenz-Übersicht

Hersteller	Modell	Golmed Stecker
Siemens	Megacard Elema R/E	Stecker 100
	Mingocard 3	Stecker 100
	Mingocard 4	Stecker 100
	Mingocard 7	Stecker 100
	Mingodoc	Stecker 100
	Mingograph 4	Stecker 100
	Mingograph 62	Stecker 100
	Mingograph 81	Stecker 100
	Mingograph 82	Stecker 100
	Mingograph 740	Stecker 100
	Mingolog 7	Stecker 100
	Mingophon 3	Stecker 100
	Mingophon 7	Stecker 100
	Mingophon 310	Stecker 100
	Mingophon 410	Stecker 100
	Mingophon 710	Stecker 100
	Mingophon 720	Stecker 100
	Miracard 1	Stecker 100
	Siereg	Stecker 100
	Sirecard 440	Stecker 100
	Sirecard 440S	Stecker 100
	Sirecard 460	Stecker 100
Sirecard 460S	Stecker 100	
Sirecard 740	Stecker 100	
Sirecard 803	Stecker 100	
Sirecust 701	Stecker 100	
Trentina (siehe Elletronica)		
von Berg / Hörmann	Bioset 3500	Stecker 100
	Bioset 3600	Stecker 100
	Bioset 3700	Stecker 100
	Bioset 6000	Stecker 100
	Bioset 8000	Stecker 100
	Bioset 9000	Stecker 300
Welch Allyn	CardioPerfect	Stecker 100
Zimmer	Cardio 1	Stecker 100

Hersteller, die nicht in unserer Cross-Referenz-Übersicht aufgeführt sind, können Sie telefonisch unter unserer Service-Hotline erfragen. Unser Service-Team hilft Ihnen gerne weiter.

Ersatzleitungen für 10-adrige EKG-Kabel

Röntgenfähige Einzelleitungen

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
RTBG-3605	Röntgentransluzente Karbon-Ersatzleitung, mit Klammer und 4 mm-Bananensteckerkupplung, 90 cm lang, ohne Widerstand		
RTBG-3605-M	Röntgentransluzente Karbon-Ersatzleitung, mit Klammer und 4 mm-Bananensteckerkupplung, 90 cm lang, ohne Widerstand		

Zubehör für Sauganlagen

GE / Hellige Elektroden-Applikationssystem KISS

Passend zu folgenden Geräten: *CardioSoft, CardioSys, CASE, MAC 500 / 1200 / 1200ST / 5000 / 5000ST*

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
	Steckbare Elektrodenleitung, ohne Saugelektrode (Saugdom), Extremitätenableitung = 147 cm lang, Brustwandableitung = 127 cm lang		
30344373	Leitung R = rot, Original GE / Hellige #30344373		
30344372	Leitung L = gelb, Original GE / Hellige #30344372		
30344371	Leitung F = grün, Original GE / Hellige #30344371		
30344374	Leitung N = schwarz, Original GE / Hellige #30344374		
30344365	Leitung C1 = rot, Original GE / Hellige #30344365		
30344366	Leitung C2 = gelb, Original GE / Hellige #30344366		
30344367	Leitung C3 = grün, Original GE / Hellige #30344367		
30344368	Leitung C4 = braun, Original GE / Hellige #30344368		
30344369	Leitung C5 = schwarz, Original GE / Hellige #30344369		
30344370	Leitung C6 = lila, Original GE / Hellige #30344370		
38401590	10-adriger Satz Elektrodenleitungen (4 x Extremitäten 147 cm lang, 6 x Brustwand 127 cm lang), farblich codiert, Original GE / Hellige #38401590		 
H328	Saugelektrode mit Saugball, universell für jede Ableitung einsetzbar, Original GE / Hellige #21732801		
30344421	Klammeradapter zum Anschluss von Einmalelektroden an die KISS-Sauganlage, Original GE / Hellige #30344421		
H047	Filterscheiben, VE: 100 Stück / Pack, Original GE / Hellige #93204775		
22341410	10-adriges Stammkabel für die KISS-Anlage zum Anschluss an den EKG-Schreiber, Original GE / Hellige #22341410		  

Ohlenschäger Cardio-Vac Modell '93 (goldener Cinchstecker)

Passend zu folgenden Geräten: *Vacuboy, Vacucar, Vacucar mobil, Vacucar PC, Vacucar PC plus*

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
	Steckbare Elektrodenleitung mit goldenem Cinchstecker und Elektrode, Extremitätenableitung = 120 cm lang, Brustwandableitung = 110 cm lang, Original Ohlenschläger #01/93		
G01/93-R	Leitung R = rot		
G01/93-L	Leitung L = gelb		
G01/93-F	Leitung F = grün		
G01/93-N	Leitung N = schwarz		
G01/93-C1	Leitung C1 = rot		
G01/93-C2	Leitung C2 = gelb		
G01/93-C3	Leitung C3 = grün		
G01/93-C4	Leitung C4 = braun		
G01/93-C5	Leitung C5 = schwarz		
G01/93-C6	Leitung C6 = lila		

Zubehör für Sauganlagen

Ohlenschäger Cardio-Vac Modell '93 (goldener Cinchstecker)

Passend zu folgenden Geräten: *Vacuboy, Vacucar, Vacucar mobil, Vacucar PC, Vacucar PC plus*

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
G02/93	10-adriger Satz Elektrodenleitungen mit goldenem Cinchstecker und Elektroden, (4 x Extremitäten 120 cm lang, 6 x Brustwand 110 cm lang), Original Ohlenschläger #02/93		
	Steckbare Elektrodenleitung mit goldenem Cinchstecker, ohne Elektrode, Original Ohlenschläger #15/93		
G15/93-E	Extremitätenableitung, 120 cm lang		
G15/93-B	Brustwandableitung, 110 cm lang		

Elektroden finden Sie auf Seite 08.11

Ohlenschläger Cardio-Vac Modell '98 (schwarzer Kunststoffstecker)

Passend zu folgenden Geräten: *Vacuboy, Vacucar, Vacucar mobil, Vacucar PC, Vacucar PC plus*

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
	Steckbare Elektrodenleitung mit schwarzem Kunststoffstecker und Elektrode, Extremitätenableitung = 120 cm lang, Brustwandableitung = 110 cm lang, Original Ohlenschläger #01/98		
G01/98-R	Leitung R = rot		
G01/98-L	Leitung L = gelb		
G01/98-F	Leitung F = grün		
G01/98-N	Leitung N = schwarz		
G01/98-C1	Leitung C1 = rot		
G01/98-C2	Leitung C2 = gelb		
G01/98-C3	Leitung C3 = grün		
G01/98-C4	Leitung C4 = braun		
G01/98-C5	Leitung C5 = schwarz		
G01/98-C6	Leitung C6 = lila		
G02/98	10-adriger Satz Elektrodenleitungen mit schwarzem Kunststoffstecker und Elektroden, (4 x Extremitäten 120 cm lang, 6 x Brustwand 110 cm lang), Original Ohlenschläger #02/98		
	Steckbare Elektrodenleitung mit schwarzem Kunststoffstecker, ohne Elektrode, Original Ohlenschläger #15/98		
G15/98-E	Extremitätenableitung, 120 cm lang		
G15/98-B	Brustwandableitung, 110 cm lang		

Elektroden finden Sie auf Seite 08.11

Zubehör für Sauganlagen


Ohlenschäger Cardio-Vac Modell '93 / Ohlenschläger Cardio-Vac Modell '98

Passend zu *Vacuboy, Vacucar, Vacucar mobil, Vacucar PC, Vacucar PC plus*
folgenden Geräten

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
	Steckbare Elektrode, komplett mit Saugnapf, Original Ohlenschläger #14/98		
G14/98-R	Elektrode für den rechten Arm, rot		
G14/98-L	Elektrode für den linken Arm, gelb		
G14/98-F	Elektrode für das linke Bein, grün		
G14/98-N	Elektrode für das rechte Bein, schwarz		
G14/98-C1	Elektrode für C1, rot		
G14/98-C2	Elektrode für C2, gelb		
G14/98-C3	Elektrode für C3, grün		
G14/98-C4	Elektrode für C4, braun		
G14/98-C5	Elektrode für C5, schwarz		
G14/98-C6	Elektrode für C6, lila		

Strässle EKG-Vakuumanlage

Passend zu *DT-100*
folgenden Geräten:

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
G-DT004	Elektrodenleitung mit Elektrode (Ag/AgCl), ohne Farbcodierung, Extremitätenableitung = 130 cm lang, Original Strässle #4000-004		
G-DT002	Brustwandableitung = 100 cm lang, Original Strässle #4000-002		
G-DT005	10-adriger Satz Elektrodenleitungen mit Elektroden (Ag/AgCl), (4 x Extremitäten 130 cm lang, 6 x Brustwand 100 cm lang), ohne Farbcodierung, Original Strässle #4000-005		
G-DT159	10-teiliger Satz Codierscheiben, Original Strässle #2000-159		

Platten- und Klammerelektroden

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
S509	Plattenelektrode, 30 mm Ø, 4 mm-Bananensteckeranschluss, doppelt versilbert (anlaufgeschützt), wie Siemens #7269509		
G502	4-er Satz Extremitätenklammerelektroden, 4 mm-Bananensteckeranschluss, für Erwachsene, Ag/AgCl, farblich codiert: rot, grün, gelb, schwarz		
	Extremitätenklammerelektrode, 4 mm-Bananensteckeranschluss, für Erwachsene, Ag/AgCl, einzeln		
G502-R	Elektrode für den rechten Arm, rot		
G502-F	Elektrode für den linken Arm, grün		
G502-L	Elektrode für das linke Bein, gelb		
G502-N	Elektrode für das rechte Bein, schwarz		

EKG-Zubehör

Adapter

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
1-4K	Druckknopfadapter, Farbe: weiß, mit 4 mm-Bananensteckeranschluss		
2-4K	Klammeradapter, Farbe: weiß, mit 4 mm-Bananensteckeranschluss		
EKG-BK	Multiclipadapter, Farbe: weiß, mit 4 mm-Bananensteckeranschluss <i>Zur Verwendung mit Druckknopf- oder Tab-Elektroden.</i>		
AK10	Krokodilklemme, Farbe: grau-rot, mit 4 mm-Bananensteckeranschluss <i>Zur Verwendung mit Tab-Elektroden.</i>		

Gummigurte

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
S793	Gummigurt für Extremitätenableitungen, 45 x 3 cm, eine Loch- und eine Schlitzreihe, wie Siemens #2274793		
S819	Gummigurt für Brustwandableitungen, 135 x 3 cm, eine Lochreihe, wie Siemens #2274819		
S371	Gummigurt für Brustwandableitungen, 135 x 7 cm, fünf Lochreihen, wie Siemens #2288371		
B100	Befestigungsknopf für Gummigurte, wie Siemens #2274801		

Saugelektroden

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis/Einheit	Abbildung
J14	Brustwandsaugelektrode mit Gummiglocke, roter Gummiball, 30 mm Ø Außen, 27 mm Ø Innen, doppelt versilbert (anlaufgeschützt), 4 mm-Bananensteckeranschluss, wie GE / Hellige #21714401		
J17	Roter Ersatzball (zur Brustwandsaugelektrode J14)		
J29	6-er Satz Brustwandsaugelektroden mit Metallglocke, blauer Gummiball, 24 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, Universalanschluss für 2 mm - 4 mm-Bananensteckeranschluss		
J20	Blauer Ersatzball (zur Brustwandsaugelektrode J29)		