


Zubehör für das Langzeit-EKG



**Die alternativen GOLMED-Artikel stehen für Qualität
zu einem fairen Preis.**

Kabelsysteme

| | |
|---|-------|
| cust.med | 07.03 |
| ELA-Medical | 07.03 |
| GE / Danica Biomedical | 07.03 |
| GE / Getemed | 07.03 |
| Medset | 07.04 |
| Schiller Medilog / Oxford Instruments | 07.04 |
| Schiller | 07.04 |
| Spacelabs / Reynolds | 07.05 |

Adapterleitungen


| | |
|---|-------|
| Adapterleitungen mit Druckknöpfen | 07.06 |
|---|-------|

Sollten Sie ein Produkt nicht finden oder sonstige Anfragen haben,
so wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.




cust.med

Kompatibel zu Geräten: *cust. Flash 100 / 110 / 200 / 220 (3. Generation)*

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis/St. | Abbildung |
|----------|--|-----------|---|
| 1-5-CU3 | 5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiß, rot | |  |


ELA-Medical (7-adriges Kabel sind auf Anfrage lieferbar!)

Kompatibel zu Geräten: *Spiderview*

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis/St. | Abbildung |
|----------|---|-----------|---|
| ELA-5 SP | 5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, geschirmt, farblich codiert: rot, braun, grün, weiß, schwarz, Original ELA-Medical #RC016 | |  |

GE / Danica Biomedical

Kompatibel zu Geräten: *TELEGUARD-Sendertyp 33xx*

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis/St. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|---|
| 2012046-002 | 5-adriges Komplettkabel, mit Klammern, 100 cm lang | |  |

GE / Getemed (7-adrige Kabel auf Anfrage lieferbar!)

Kompatibel zu Geräten: *CMS 2000 / 3000, Cardio MEM*

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis/St. | Abbildung |
|----------|---|-----------|---|
| 1-5-G17 | 5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 60 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, wie GE / Getemed #2014606-040 | |  |
| 15-5-G17 | 5-adriges Zwischenkabel mit DIN-Weiche, 80 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, wie GE / Getemed #2014606-043 | |  |





Kompatibel zu Geräten: *CMS 4000*

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis/St. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|---|
| 2054933-131 | 5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm lang, Original GE / Getemed #2054933-131 | |  |


Langzeit-EKG - Kabelsysteme

Medset

Kompatibel zu Geräten: *Smart Recorder*



| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis/St. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|---|
| 1-2-MED8 BL | Einzelleitung, Doppeldruckknopfanschluss, 50 cm lang, ungeschirmt, blau, wie Medset #AAZ1810-01 | |  |
| 1-2-MED8 GE | Einzelleitung, Doppeldruckknopfanschluss, 50 cm lang, ungeschirmt, gelb, wie Medset #AAZ1810-03 | |  |
| 1-2-MED8 GR | Einzelleitung, Doppeldruckknopfanschluss, 50 cm lang, ungeschirmt, grün, wie Medset #AAZ1810-02 | |  |
| 1-2-MED8 SW | Einzelleitung, Druckknopfanschluss, 50 cm lang, ungeschirmt, schwarz, wie Medset #AAZ1810-04 | |  |

Kompatibel zu Geräten: *Telesmart-H, Telesmart-P*

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis/St. | Abbildung |
|------------|---|-----------|---|
| 1-5-MED-TH | 5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 75 cm lang, Original Medset #AAZ1730-32 (3- und 7-adrige Kabel auf Anfrage lieferbar!) | |  |


Schiller Medilog / Oxford Instruments (3- und 7-adrige Leitungen auf Anfrage lieferbar!)

Kompatibel zu Geräten: *Medilog AR-4 / AR-12*

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis/St. | Abbildung |
|------------|---|-----------|---|
| 1-5-OX-AR4 | 5-adriges Kompakteingangskabel, mit Druckknöpfen, 260 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, weiß, schwarz, braun, grün, wie Schiller #244072 (Oxford #051K001-F) (für rot-blauen Recorder) | |  |
| 1-5-OX-AR | 5-adriges Kompakteingangskabel, mit Druckknöpfen, Original Schiller #516002 (Oxford #051K009) (für weißen Recorder) | |  |

Schiller

Kompatibel zu Geräten: *MT - 100*

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis/St. | Abbildung |
|----------|---|-----------|---|
| 1-5-MT | 5-adriges Komplettkabel mit Druckknöpfen, 40 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, wie Schiller #145301 (2.400.092) | |  |

Schiller

Kompatibel
zu Geräten:

MT - 101

Art.-Nr.

Beschreibung

Preis/Satz

Abbildung

1-4-MT

4-adriges Komplettkabel,
mit Druckknöpfen,
100 cm lang, geschirmt,
farblich codiert: grün, gelb, rot, weiß,
wie Schiller #145603

1-6-MT

6-adriges Komplettkabel,
mit Druckknöpfen,
100 cm lang, geschirmt,
farblich codiert: orange, grün, rot, weiß, gelb, blau,
wie Schiller #145601



Spacelabs / Reynolds

Kompatibel
zu Geräten:

Lifecard CF

Art.-Nr.

Beschreibung

Preis/Satz


Abbildung

1-3-CF

3-adriges Komplettkabel,
mit Druckknöpfen und Gerätedeckel,
20 cm Stammkabellänge, 40 cm Leitungslänge,
geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, grün,
wie Spacelabs / Reynolds #46-0480 (51800)

1-3-CF/C

3-adriges Komplettkabel,
mit Druckknöpfen, Gerätedeckel
und Gürtelclip, 20 cm Stammkabellänge,
60 cm Leitungslänge, geschirmt,
farblich codiert: rot, gelb, grün,
wie Spacelabs / Reynolds #46-0418 (51805)

Kompatibel
zu Geräten:

Lifecard 2 / 3

Art.-Nr.

Beschreibung

Preis/St.


Abbildung

1-60-S3

3-adriger Satz
Druckknopfadapterleitungen,
1,5 mm Sicherheitsstecker nach
DIN 42802, 60 cm lang, ungeschirmt,
farblich codiert: grün, rot, gelb,
wie Spacelabs / Reynolds #51615

1-100-S3


3-adriger Satz
Druckknopfadapterleitungen,
1,5 mm Sicherheitsstecker nach
DIN 42802, 100 cm lang, ungeschirmt,
farblich codiert: grün, rot, gelb,
wie Spacelabs / Reynolds #51615




Adapterleitungen mit Druckknöpfen


Kompatibel zu: allen Kabeln mit 1,5 mm DIN-Buchse

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis/Satz | Abbildung |
|----------|--------------|------------|-----------|
|----------|--------------|------------|-----------|


| | | | |
|-----------------|--|--|---|
| | 5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, | |  |
| 1-6-S1,5 | 60 cm lang | | |
| 1-100-S1,5 SATZ | 100 cm lang | | |

| | | | |
|----------|---|--|---|
| | 7-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, orange, blau, | |  |
| 1-6-S7 | 60 cm lang | | |
| 1-100-S7 | 100 cm lang | | |

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis/St. | Abbildung |
|----------|--------------|-----------|-----------|
|----------|--------------|-----------|-----------|

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Druckknopfadapterleitung, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 60 cm lang, ungeschirmt, in folgenden Farben lieferbar: | |  |
|--|---|--|---|

| | |
|------------|---------|
| 1-6-1,5 SW | Schwarz |
| 1-6-1,5 BR | Braun |
| 1-6-1,5 GR | Grün |
| 1-6-1,5 R | Rot |
| 1-6-1,5 W | Weiß |
| 1-6-1,5 OR | Orange |
| 1-6-1,5 B | Blau |
| 1-6-1,5 GE | Gelb |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Druckknopfadapterleitung, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 100 cm lang, ungeschirmt, in folgenden Farben lieferbar: | |  |
|--|--|--|---|

| | |
|--------------|---------|
| 1-100-1,5 SW | Schwarz |
| 1-100-1,5 BR | Braun |
| 1-100-1,5 GR | Grün |
| 1-100-1,5 R | Rot |
| 1-100-1,5 W | Weiß |
| 1-100-1,5 OR | Orange |
| 1-100-1,5 BL | Blau |
| 1-100-1,5 GE | Gelb |

*Bei den Adapterleitungen mit Druckknöpfen handelt es sich um Standardlängen!
Jede andere Wunschlänge und / oder mit Klammern auf Anfrage lieferbar!*